

T.M.E.


Electrodes Myocardiques Temporaires

Les TME sont utilisés pour le traitement des arythmies cardiaques postopératoires, en particulier pour les petits cœurs.

Les Baby TME ont des aiguilles myocardiques et thoraciques très fines et de petits diamètres.

Plusieurs options de fixation sont disponibles.

Une connexion entre Baby TME et des stimulateurs cardiaques OSYPKA externes ou un câble d'extension OSYPKA TME peut être réalisé en coupant l'aiguille thoracique et en fixant les extrémités non isolées des fils aux adaptateurs.



Unipolar





TME.V

Bipolar (Bifurcated)



TME.Z



Vendu par boîte de 25 unités

Fabriqué par :  **OSYPKA**



OSYPKA AG
Earl-H.-Wood-Str. 1,
79618 Rheinfelden,
Germany